



Bilan infertilité

HORMONOLOGY :

- ☐ AMH, 17 β Estradiol, Progestérone
- ☐ Testostérone totale et libre, 17 hydroxy progestérone
- ☐ FSH, LH, SDHA, DHEA,....
- ☐ TSH et bilan Thyroïde

BIOCHIMIE DU SPERME

- ☐ fructosamine β glucuronidase,.....

AUTO-IMMUNITE

- ☐ Auto anticorps anti-nucléaires circulant
- ☐ Anticorps anti DNA natif T . Immunomarquage
- ☐ Anticorps anti-cardiolipine IgG si prescription isolée
- ☐ Anticorps anti-cardiolipine IgM si prescription isolée
- ☐ Anticorps anti-phospholipides si prescription isolée
- ☐ Antithrombine III technique chromogénique ou nephélométrie
- ☐ Anticorps Anti-ARN Polymérase III
- ☐ Anticorps Anti GPI
- ☐ Anticorps Anti- phosphatidyléthanolamine (anti phospholipide IGG)
- ☐ Anticorps antithyroidiens (ACTPO, ACTG)
- ☐ Anticorps anti-récepteur de la TSH – sérum
- ☐ Anticorps Anti-Béta 2 Glycoprotéine 1 IgM
- ☐ Anticorps Anti-Béta 2 Glycoprotéine 1 IgG

INFECTIEUX

- ☐ Cytologie, culture, identification CBU, Spermaculture
- ☐ AntibioGramme
- ☐ VDRL qualitatif (Syphilis)
- ☐ TPHA qualitatif (Syphilis)
- ☐ Hépatite B / Ag HBS
- ☐ Hépatite C
- ☐ HIV: HIV1+HIV (1+2)
- ☐ MYCOPLASME (Serologie)
- ☐ CMV (cytomégalovirus),
- ☐ Parvovirus B-19
- ☐ La varicelle
- ☐ PCR Chlamydiae Trachomatis + Neisseria Gonorrhea
- ☐ Mycoplasme

INFERTILITE ET GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE

- ☐ Caryotype constitutionnel – sang total – postnatal
- ☐ Mutation Facteur V Leiden (p.Arg506Glu)
- ☐ Allèle 20210G>A du gène de la prothrombine
- ☐ Allèle C 677T de la MTHFR (méthylène-tétrahydrofolate Réductase)
- ☐ Mutation CFTR (panel de 139 variants)
- ☐ FISH PEINTURE CHROMOSOME
- ☐ Micro-délétion du chromosome Y[AZFA, AZFB, AZFC(DAZ)] PCR
- ☐ Micro-délétion du chromosome Y[SRY] PCR
- ☐ Micro-délétion du chromosome Y[SRY] FISH

HEMATOLOGIE & HEMOSTASE DE PRECONCEPTIONNEL

- ☐ Numération formule (NFS)
- ☐ TP + temps de coagulation
- ☐ Temps de céphaline: TCK
- ☐ Temps de saignement IVY (methode de Brassard)
- ☐ Protéine C
- ☐ Protéine S
- ☐ Electrophorèse de l'hémoglobine
- ☐ Résistance à la Protéine C Activée
- ☐ Temps de venin de vipère de Russel dilué – plasma

SPERMOGRAMME

Idéalement, l'analyse du sperme doit se faire dans l'heure qui suit la production de l'échantillon. Etude après 4 heures peut paraître intéressante dans certaines anomalies morphologiques.

Nous vous conseillons de produire votre échantillon au centre et / ou au LAM Semlali dans une salle privée dédiée en veillant aux conditions de prélèvement.